

Auswahlhilfe für die CarboLife Greifreifen

Hand- und
Fingerfunktion

vollständig

eingeschränkt

kaum bis nicht vorhanden

Für kleine Hände geeignete Modelle:

	Curve (eloxiert)	Curve (pulverbeschichtet)	Curve Para-Grip	Curve Para-Grip	Curve Tetra-Grip	Curve Tetra-Grip
Griffigkeit	+	++	+++	+++	++++	++++
Wärmeentwicklung	gering	mittel	mittel bis hoch	mittel bis hoch	hoch	hoch
Kontaktfläche	+	+	++	++	++	++
Bemerkung	Die Eloxal-Beschichtung wird vor allem bei leicht feuchten bis feuchten Händen empfohlen.	Die Pulver-Beschichtung ist im Vergleich zur Eloxal-Beschichtung wegen des höheren Reibkoeffizienten insbesondere bei trockenen Händen zu empfehlen.	Die spezielle Kunststoff-Beschichtung ist äußerst strapazierfähig, hat eine gute Griffigkeit und ist besonders für die kältere Jahreszeit geeignet.	Die spezielle Kunststoff-Beschichtung ist äußerst strapazierfähig, hat eine gute Griffigkeit und ist besonders für die kältere Jahreszeit geeignet.	Die spezielle Antirutsch-Beschichtung ist sehr haltbar und bietet beim Antreiben des Rollstuhls, nur durch den Druck des Handballens, einen optimalen Grip.	Die spezielle Antirutsch-Beschichtung ist sehr haltbar und bietet beim Antreiben des Rollstuhls, nur durch den Druck des Handballens, einen optimalen Grip.

Für mittler bis große Hände geeignete Modelle:

	Curve L (eloxiert)	Curve L (pulverbeschichtet)	Curve L Para-Grip	Curve L Para-Grip	Curve L Tetra-Grip	Curve L Tetra-Grip
Griffigkeit	+	++	+++	+++	++++	++++
Wärmeentwicklung	gering	mittel	mittel bis hoch	mittel bis hoch	hoch	hoch
Kontaktfläche	++	++	+++	+++	+++	+++
Bemerkung	Die Eloxal-Beschichtung wird vor allem bei leicht feuchten bis feuchten Händen empfohlen.	Die Pulver-Beschichtung ist im Vergleich zur Eloxal-Beschichtung wegen des höheren Reibkoeffizienten insbesondere bei trockenen Händen zu empfehlen.	Die spezielle Kunststoff-Beschichtung ist äußerst strapazierfähig, hat eine gute Griffigkeit und ist besonders für die kältere Jahreszeit geeignet.	Die spezielle Kunststoff-Beschichtung ist äußerst strapazierfähig, hat eine gute Griffigkeit und ist besonders für die kältere Jahreszeit geeignet.	Die spezielle Antirutsch-Beschichtung ist sehr haltbar und bietet beim Antreiben des Rollstuhls, nur durch den Druck des Handballens, einen optimalen Grip.	Die spezielle Antirutsch-Beschichtung ist sehr haltbar und bietet beim Antreiben des Rollstuhls, nur durch den Druck des Handballens, einen optimalen Grip.